

Lékárnička s odnímatelnou velkou MOLLE Partizan Tactical IFAK Bag 2L kamufláži

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



BE **DIFFERENT**
LEAD WITH IT

Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Instrukce k použití.....	3
3. Hlavní výhody.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Lékárnička s odnímatelnou velkou MOLLE Partizan Tactical IFAK Bag 2L kamufláží

Technické specifikace

Materiál: Nylon 1000D s vysokou strukturální hustotou.

Systém uchycení: Rip-Away panel (základna zůstává na výstroji, pouzdro se odtrhne).

Jištění: Široký popruh s rychlopřezkou (Fastex) zajišťující pouzdro proti nechtěnému odtržení.

Vnitřní prostor: Komplexní systém elastických slotů, síťovaných kapes a vyklápěcích panelů.

Vnější prvky: Masivní rukojeť pro rychlé vytažení, čelní Velcro panel pro označení.

Montáž: Standardizovaný systém MOLLE/PALS (vyžaduje 3–4 sloupce).

Objem: Velikost "L" (vhodné pro rozšířenou sadu zdravotnického materiálu).

2. Instrukce k použití

Instalace základny: Připevněte nosný panel se suchým zipem na batoh nebo zadní část opasku Tactical Belt 2.

Provlékněte MOLLE vazbu a ujistěte se, že panel pevně drží.

Příprava k akci: Přitiskněte lékárničku k panelu a zajistěte ji horním popruhem s přezkou. V případě nouze rozepněte přezku a prudkým trhem za rukojeť lékárničku odejměte. To umožňuje poskytovat pomoc zraněnému, aniž byste museli sundávat celou výstroj.

Uspořádání materiálu: Vzhledem k objemu 2L lze do lékárničky umístit nejen základní obvazy, ale i hrudní krytí, nosní vzduchovody, dekompresní jehly a větší množství hemostatik.

Organizace drobné techniky: Díky vnitřnímu členění lze část kapacity využít pro specifické technické vybavení, jako jsou diagnostické svítilny či nůžky na oděvy.

Údržba: Pravidelně kontrolujte čistotu Velcro plochy mezi pouzdem a základnou. Nečistoty (jehličky, prach) mohou snížit přídržnou sílu suchého zipu. Nylonové tělo čistěte kartáčem.

3. Hlavní výhody

Systém Rip-Away: Umožňuje předat lékárničku jiné osobě nebo ji položit vedle pacienta během několika sekund, což je v kritických situacích klíčová výhoda.

Vysoká kapacita: Velikost "L" pojme kompletní zdravotnický materiál pro ošetření vícečetných zranění nebo pro potřeby menší skupiny.

Robustní manipulace: Zesílená rukojeť a odolné zipy zaručují spolehlivost i při hrubém zacházení v extrémních polních podmínkách.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot