

Střední lékárníčka MOLLE Partizan Tactical IFAK Bag 1M v kamufláži

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



BE **DIFFERENT**
LEAD WITH IT

Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Instrukce k použití.....	3
3. Hlavní výhody.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Střední lékárnička MOLLE Partizan Tactical IFAK Bag 1M v kamufláži

Technické specifikace

Materiál: Nylon 1000D s vysokou odolností proti roztržení a oděru.

Konstrukce: Dvoucestné zipy s prodlouženými táhly pro manipulaci v rukavicích.

Vnitřní uspořádání: Systém elastických poutek a síťovaných kapes pro fixaci obvazů, dezinfekce a nástrojů.

Montáž: Plná kompatibilita se systémem MOLLE/PALS (zabírá 2 sloupce).

Bezpečnostní prvky: Přední Velcro panel pro umístění nášivky s červeným křížem nebo označením krevní skupiny.

Otevírání: Konstrukce umožňující rozevření o 180° pro maximální přehled o obsahu.

2. Instrukce k použití

Instalace na výstroj: Lékárničku upevněte na snadno dostupné místo, ideálně na bok opasku Tactical Belt 2 nebo na boční panel batohu. Musí být dosažitelná levou i pravou rukou.

Organizace materiálu: Do elastických poutek umístěte kompresní obvazy a izotermickou fólii. Menší předměty, jako jsou rukavice nebo náplasti, ukládejte do síťovaných kapes. Pro externí fixaci škrtdla doporučujeme kombinaci s pouzdrem TP 1.

Pohotovostní režim: Zipy ponechávejte v horní poloze, aby bylo možné lékárničku jedním plynulým pohybem rozevřít. Pravidelně kontrolujte expirační doby uloženého zdravotnického materiálu.

Doplňkové využití: Díky polstrovaným stěnám lze pouzdro v případě potřeby využít i pro přepravu citlivé elektroniky nebo náhradních optických členů k dronům.

Údržba: Vnější nylonové tělo čistěte kartáčem. Vnitřní prostor udržujte v maximální čistotě; po expozici vlhkosti lékárničku vyprázdněte a nechte důkladně vyschnout při pokojové teplotě.

3. Hlavní výhody

Vysoká přehlednost: Vnitřní organizér zabraňuje vypadnutí materiálu při otevření a umožňuje okamžitou identifikaci potřebného vybavení.

Mechanická ochrana: Robustní materiál a kvalitní švy chrání sterilní balení obvazů před protržením a kontaminací prachem.

Optimální objem: Velikost "M" poskytuje ideální poměr mezi transportními rozměry a kapacitou pro kompletní sadu první pomoci dle standardů IFAK.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot